



**Prom - Test  
Laboratories**

РА, г. Ереван  
Кохбацц 28, Комитас 58,  
Дзорапи 4/3, по соседству  
с клиникой «Арамянц»  
Тел.: / +374 60/ 44 58 58  
Моб.: / +374 55/ 44 58 58  
[www.promtest.am](http://www.promtest.am)

## ***Вирус гепатита С, определение РНК, генотипирование, (HCV-RNA, genotyping) в плазме крови***

Выявление РНК вируса гепатита С (ВГС) и определение генотипов ВГС 1, 2, 3, 4, 5, 6, а также субтипы 1а и 1b. Исследование выполняется на оборудовании компании **Abbott m2000 rt System (США)** по стандартизированной технологии с автоматизированной пробоподготовкой.

**Аналитические характеристики тестов:** для определения генотипа используется фрагмент-специфический участок РНК вируса гепатита С, свойственный конкретному генотипу.

Чувствительность анализа: 500 IU/mL.

Специфичность: 100%

Специфичность: метод позволяет выявить присутствие РНК вируса гепатита С и идентифицировать генотипы 1а (NS5b), 1b (NS5b), 1, 2, 3, 4, 5, 6 (5'UTR).

**Подготовка:** специальной подготовки к исследованию не требуется.

**Показания:** исследование генотипа назначают пациентам при подтверждении наличия РНК вируса гепатита С в крови для прогноза течения инфекционного процесса, определения тактики лечения, прогноза эффективности терапии.

**Форма представления результата и интерпретация:** Обнаружена РНК вируса гепатита С, с указанием субтипа.